

YESO ALEF · TIPO II · TRABAJOS AUXILIARES

Paris

Practicidad para las etapas auxiliares del laboratorio.

Yeso Tipo II desarrollado para trabajos auxiliares donde se requiere una mezcla manejable y una solución funcional para la unión, el montaje y la fijación de modelos.

[COTIZAR POR WHATSAPP →](#) [VER EN YESOSALEF.COM →](#)



CLASIFICACIÓN

Tipo II

UNIÓN · MONTAJE · FIJACIÓN

BOLSA 1 KG

12.6 MPa COMPRESIÓN · 1 H · APROX.	0.20 % EXPANSIÓN AL FRAGUAR · APROX.	40 mL AGUA POR 100 G DE POLVO	1 kg PRESENTACIÓN COMERCIAL
--	--	---	---------------------------------------

Aplicaciones

- Unión de modelos
- Fijación en articulador
- Montaje de antagonistas
- Bases provisionales
- Sellado de muflas

Tiempos y preparación

PREPARACIÓN	PARIS
Polvo / agua	100 g / 40 mL
Mezcla automática	60 s
Mezcla manual	90 s
Tiempo de trabajo	aprox. 3 min
Tiempo de fraguado	10 ± 1 min
Retiro del zócalo	aprox. 20 min

Yeso Tipo II. Valores de referencia para uso en laboratorio.

Preparación paso a paso

MÁS INFORMACIÓN EN [YESOSALEF.COM/YESO-ALEF →](#)

01 Agua primero 40 mL por cada 100 g de polvo	02 Pesaje 100 g de polvo en báscula digital	03 Incorporación Espolvorear despacio y dejar humectar	04 Premezcla Con espátula, hasta humectar todo el polvo	05 Mezcla al vacío 60 s en mezcladora; a mano, 90 s	06 Vaciado Con vibrador, en porciones pequeñas
---	---	--	---	---	--

Presentación

PRESENTACIÓN COMERCIAL 1 KG SKU 10201

Disponible por cotización con un asesor.

Yesos Alef

SmartFamily · Zerimar Dental SA de CV
Marsella 447, C.P. 44140
Guadalajara, Jalisco, México

CONTACTO Y COMPRA

ventas@zerimardental.com
WhatsApp 33 3159 6653
yesosalef.com · smartfamily.com.mx



Escanea para ver el producto y cotizar con un asesor.