

Anigen Rapid CCV Ag

Información General

Objetivo: Detección del antígeno del Coronavirus canino

Principio: Ensayo de inmunocromatografía

Muestra: Heces caninas

Materiales:


- Dispositivos para prueba rápida Anigen CCV Ag
- Tubos con diluyente para muestras
- Hisopos para recolección de la prueba
- Goteros desechables

Características especiales:

- Primera prueba rápida CCV Ag en el mundo
- Procedimiento de un solo paso: Rápido y preciso
- Alta sensibilidad y especificidad
- Sensibilidad: 93.1% vs. PCR
- Especificidad: 97.5% vs. PCR



Procedimiento



Información para ordenar el producto

Cat. No.	Descripción	Tipo	Presentación
RG1104DD	CCV Ag	Dispositivo	10 Pruebas/Kit