

Leishmania Ab

Información General

Objetivo: Detección de anticuerpos de la *Leishmania infantum*

Principio: Ensayo inmunocromatográfico

Muestra: Sangre entera, plasma y suero

Materiales:


- Dispositivo de prueba rápida Anigen Leishmania
- Tubo con Anticoagulante
- Tubo de ensayo con diluyente
- Tubo capilar desechable

Características especiales:

- Procedimiento de un solo paso: Rápido y preciso
- Alta sensibilidad y especificidad
 - Sensibilidad: 95.6 % vs. IFA
 - Especificidad: 98 % vs. IFA
- Recubierto con rk9,rk26 y rk39 antígenos quiméricos



Procedimiento



Información para ordenar el producto

Cat. No.	Descripción	Tipo	Presentación
RB2104DD	Leishmania Ab	Dispositivo	10 Pruebas/Kit