

Anigen Rapid

Giardia Ag

Información General

Objetivo: La detección de fases vegetativas y quistes de Giardia lamblia

Principio: Ensayo de inmunocromatografía

Muestra: Heces

Materiales:


- Dispositivos para prueba rápida Anigen Giardia Ag
- Tubos con diluyente para la muestra
- Hisopos para recolección de la muestra
- Goteros desechables

Características especiales:

- Detecta el patógeno tanto en perros como en gatos
- Alta sensibilidad y especificidad
- Procedimiento de un solo paso: Rápido y preciso
- Límites de detección: 125 quistes/100ml de heces



Procedimiento



Información para ordenar el producto

Cat. No.	Descripción	Tipo	Presentación
RG1804DD	Giardia Ag	Dispositivo	10 Pruebas/Kit