

Anigen Rapid CDV Ag

Información General

Objetivo: Detección del antígeno del virus del Distemper canino

Principio: Ensayo de inmunocromatografía

Muestra: Conjuntiva (recomendable)

Materiales:


- Dispositivos para prueba rápida Anigen CDV Ag
- Tubos de ensayo para muestra con diluyente
- Hisopos para recolección de la muestra
- Goteros desechables

Características especiales:

- Procedimiento de un solo paso: Rápido y preciso
- Alta sensibilidad y especificidad
- Sensibilidad: 100 % vs. PCR Anidada
- Especificidad: 98.5 % vs. PCR Anidada



Procedimiento



Información para ordenar el producto

Cat.No.	Descripción	Tipo	Presentación
RG1103DD	CDV Ag	Dispositivo	10 Pruebas/Kit