

Anigen Rapid FCoV Ag

Información General

Objetivo: Detección del antígeno del Coronavirus felino

Principio: Ensayo de inmunocromatografía

Muestra: Heces

Materiales:

- Dispositivos para prueba rápida Anigen FCoV Ag
- Tubos de ensayo con diluyente
- Hisopos para muestra
- Goteros desechables

Características especiales:


- Procedimiento de un solo paso: Rápido y preciso
- Alta sensibilidad y especificidad
- Sensibilidad: 95.5 % vs. PCR
- Especificidad: 98.8 % vs. PCR



◆ *Peritonitis infecciosa felina; FIP*

Hay dos formas básicas de FIP, la FIP-efusiva(húmeda) y la FIP-no efusivo(seco). Los gatos con FIP efusiva usualmente solo sobreviven unos días-semanas a lo mucho. Los gatos con FIP no efusiva pueden sobrevivir semanas o meses, aunque después de que los signos neurológicos aparecen usualmente mueren rápidamente.

Procedimiento



Información para ordenar el producto

| Cat. No. | Descripción | Tipo | Presentación |
|----------|-------------|-------------|----------------|
| RG1205DD | FCoV Ag | Dispositivo | 10 Pruebas/Kit |

