

Anigen Rapid

E.canis Ab

Información General

Objetivo: Detección del anticuerpo de *Ehrlichia Canis*

Principio: Ensayo de inmunocromatografía

Muestra: Sangre entera, plasma y suero

Materiales:


- Dispositivos para prueba rápida Anigen E.canis Ab
- Tubos con anticoagulante
- Tubos de ensayo con diluyente
- Tubos capilares desechables

Características especiales:

- Procedimiento de un solo paso: Rápido y preciso
- Alta sensibilidad y especificidad
- Sensibilidad: 97.6 % vs. IFA
- Especificidad: 99.0 % vs. IFA



Procedimiento



Información para ordenar el producto

Cat. No.	Descripción	Tipo	Presentación
RB2105DD	E.canis Ab	Dispositivo	10 Pruebas/Kit