

Anigen Rapid FPV Ag

Información General

Objetivo: Detección del antígeno de Panleucopenia Felina (Parvovirus)

Principio: Ensayo de inmunocromatografía

Muestra: Heces

Materiales:


- Dispositivos para prueba rápida Anigen FPV Ag
- Tubos de ensayo para muestra con diluyente
- Hisopos para muestras
- Goteros desechables

Características especiales:

- Procedimiento de un solo paso: Rápido y preciso
- Alta sensibilidad y especificidad
- Sensibilidad: 97% vs. RT-PCR
- Especificidad: 98.5% vs. RT-PCR



Procedimiento



Información para ordenar el producto

Cat. No.	Descripción	Tipo	Presentación
RG1203DD	FPV Ag	Dispositivo	10 Pruebas/Kit